

SCHEDA TECNICA

KIT MERCURY IN VALIGETTA

ELA300045

Il Kit Mercury in valigetta è ideale in caso di piccole fuoriuscite di non più di 25 ml di mercurio. La polvere indicatrice evidenzia la presenza di mercurio nell'area interessata dopo averla lasciata agire per 24 ore: il mercurio è presente se diventa color rosa tendente al marrone o al nero. Il soppressore neutralizza i vapori di mercurio e la polvere amalgamante lo trasforma in un'amalgama che ferma i pericolosi vapori emessi.

Il Kit è composto da:

- 270 g di polvere da amalgamare
- 250 g di polvere indicatrice
- 1 soppressore di vapore
- 1 sacco per smaltimento
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paio di occhiali protettivi
- 1 vaschetta per miscelare
- 1 cassetta in plastica
- 1 spugna per chimici



CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO	ASSORBENZA
ELA300045	KIT MERCURY IN VALIGETTA	Valigetta in plastica	25 ml (337 g)